

Complementarios

Centrífuga

MODELO LC-04C



Centrífuga de baja velocidad LC-04C

La centrífuga LC-04C cuenta con un diseño compacto y una construcción robusta que garantiza un funcionamiento estable y duradero. Está equipada con un motor de alta potencia que permite alcanzar velocidades de centrifugación de hasta 4000 revoluciones por minuto (rpm), generando fuerzas centrífugas de hasta 1790 veces la fuerza de la gravedad (g). Esto facilita una separación rápida y eficiente de los componentes de la muestra, como células, partículas y sueros.

Resistente.

Alta velocidad de motor.

Visión LED y temporizador.



MODELO LC-04C

📍 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

📞 (01) 6391336



CARACTERÍSTICAS



Velocidad de velocidad ajustable.



Visualización LED y temporizador.



Resistente funda de plástico con tapa de metal.



Alta Velocidad de motor sin escobillas.



Velocidad de over y alarma de desequilibrio.



Interruptor de seguridad con bloqueo de puerta mecánico.



Velocidad de código de error mostrar, arriba y abajo de ajuste.



Suit para el análisis cualitativo de sangre de suero y de plasma.

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MAX RPM:

4000 RPM.

MAX RCF:

2325 XG.

TEMPORIZADOR:

0 – 99 MIN

CAPACIDAD DE ROTOR:

20 MLX12

VOLTAJE:

110 V 60 HZ/220 V50HZ

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336

WWW.BIOASSAY.COM.PE