



Professional
Centrifuge
Manufacturer

CENTRÍFUGA DE 24 TUBOS

MODELO **T5-L**



***Seguras, silenciosas y versátiles para
diferentes aplicaciones biológicas***

Especificaciones Técnicas

Equipamiento	Centrifuga de 24 tubos
Modelo	T5-L
Marca	MKE
Características	• Carcasa metálica, tapa metálica y cámara de centrifuga de acero inoxidable 304 son autoclavables y resistentes a detergentes y líquidos desinfectantes. • Ventana de observaciones en la tapa: calibración de velocidad y medición de ruido. • Control de microprocesador • Motor DC libre de mantenimiento sin escobillas. • Pantalla LCD con parámetros de velocidad, temporizador, RCF, rotores, programas(memoria), información de aceleración y desaceleración e información de código de error. • Programable. Almacena hasta 30 programas y proporciona acceso directo al usuario con solo presionar una tecla. El parámetro guardado: la combinación permanece en la memoria incluso después de detener la centrifugación. • Proporciona 10 tasas de aceleración y 10 rampas de frenado para evitar la sedimentación secundaria. • Bloqueo y retención automática de la tapa durante el funcionamiento del rotor. • Rotores fácilmente intercambiables. • Solución de problema automática con indicación de código de error y alarma en pantalla. • Tecnología "mute" patentada. • Nivel de ruido menor a 55 decibeles a la velocidad rotacional más alta. • Fabricado de acuerdo a las normas de seguridad internacionales IEC 61010 • Seguridad de interbloqueo eléctrico de la tapa, la puerta no se puede abrir cuando el rotor está en funcionamiento y el equipo no funciona cuando la tapa se abre y el código de error aparece. • Bloqueo de emergencia de la tapa cuando existe falla de energía. • Bisagra de gas para protección de caídas de la tapa. • Protección de seguridad por exceso de velocidad. • Rango de velocidad: 0-5000 rpm ajustable. • Rango de RCF: 0-4053xg ajustable. • Capacidad máxima: 4*100ml • Precisión de control de velocidad: ± 10 rpm • Rango de configuración de tiempo: 0-99 minutos 59 s • Nivel de ruido: ≤ 55 dB(A) • Dimensiones(mm): 500x400x300mm • Voltaje de alimentación: AC220V,50HZ,5A,250W • Peso: 25Kg

DISEÑO COMPACTO



Pantalla LCD con parámetros de velocidad, temporizador, RCF, entre otros



Bloqueo de emergencia cuando existe falla eléctrica.

ADAPTADORES DISPONIBLES

Tecnología
"MUTE" patentada



Rotor angular
12 x 10-15ml



Rotor angular
6 x 50ml



Rotor angular
24 x 10-15ml



Rotor basculante
24 x 10-15ml



Rotor basculante
4 x 50-100ml

Seguras, silenciosas y versátiles para diferentes aplicaciones biológicas



Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 980 658 053

E-mail: informes@bioassay.com.pe

Bioassay Perú



www.bioassay.com.pe