

FICHA TÉCNICA



Professional
Centrifuge
Manufacturer

CENTRÍFUGA DE 48 TUBOS

MODELO **T6-L**



***Seguras, silenciosas y versátiles para
diferentes aplicaciones biológicas***

Especificaciones Técnicas

Equipamiento	Centrífuga de 48 tubos
Modelo	T6-L
Marca	MKE

Características

- Estructura de acero de alta calidad con una cámara a prueba de explosiones. La cámara de centrífuga de **acero inoxidable 304** es **autoclavable y resistente a** detergentes y líquidos desinfectantes.
- Ventana de observaciones en la tapa: calibración de velocidad y medición de ruido.
- Control de **microprocesador** con motor de CA de conversión de frecuencia.
- Pantalla LCD con **parámetros de velocidad, temporizador, RCF**, rotores, programas(memoria), información de aceleración y desaceleración e información de código de error.
- **Doble anillo de sellado.**
- 6 niveles de amortiguación antivibración para lograr el mejor efecto centrífugo.
- Disponibles adaptadores de 0,5 a 500 ml.
- **Programable.** Almacena hasta 30 programas y proporciona acceso directo al usuario con solo presionar una tecla. El parámetro guardado: la combinación permanece en la memoria incluso después de detener la centrifugación.
- Proporciona 10 tasas de aceleración y 10 rampas de frenado para evitar la sedimentación secundaria.
- **Bloqueo** y retención automática de la tapa durante el funcionamiento del rotor.
- **Rotores fácilmente intercambiables.**
- Solución de problema automática con **indicación de código de error** y alarma en pantalla.
- Nivel de **ruido menor a 58 decibeles** a la velocidad rotacional más alta.
- Fabricado de acuerdo a las normas de seguridad internacionales IEC 61010
- Seguridad de interbloqueo eléctrico de la tapa, la puerta no se puede abrir cuando el rotor está en funcionamiento y el equipo no funciona cuando la tapa se abre y el código de error aparece.
- **Bloqueo de emergencia de la tapa** cuando existe falla de energía.
- Bisagra de gas para protección de caídas de la tapa.
- **Protección de seguridad por exceso de velocidad**, sobrecalentamiento (motor, cámara) , desbalance o errores.
- Rango de velocidad: 0-4000 rpm ajustable
- Rango de RCF: 0-3041xg ajustable.
- Capacidad máxima: 4*750mL
- Precisión de control de velocidad: ± 10 rpm
- Rango de configuración de tiempo: 0-99 minutos 59s ajustable
- Nivel de ruido: ≤ 58 dB(A)
- Tasa de aceleración/frenado: 1-10
- Dimensiones(mm): 600x470x370mm
- Voltaje de alimentación: AC220V,50HZ,10A,750W
- Peso: 50Kg

DISEÑO COMPACTO



Pantalla LCD con parámetros de velocidad, temporizador, RCF, programas, entre otros

Doble anillo de sellado



Protección ante exceso de velocidad, sobrecalentamiento, desbalance, entre otros

ADAPTADORES DISPONIBLES



Rotor basculante
4 x 12 x 2-5ml
48 tubos



Rotor basculante
4 x 12 x 10-15ml
48 tubos



Rotor basculante
4 x 17 x 2-5ml
68 tubos



Rotor basculante
4 x 13 x 10-15ml
52 tubos

Seguras, silenciosas y versátiles para diferentes aplicaciones biológicas



Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 980 658 053

E-mail: informes@bioassay.com.pe

Bioassay Perú



www.bioassay.com.pe