

FICHA TÉCNICA



Professional
Centrifuge
Manufacturer

CENTRÍFUGA DE 48 TUBOS

MODELO **T6-M**



***Seguras, silenciosas y versátiles para
diferentes aplicaciones biológicas***

Especificaciones Técnicas

Equipamiento	Centrífuga de 48 tubos
Modelo	T6-M
Marca	MKE
Características	- Estructura de acero de alta calidad con una cámara a prueba de explosiones. La cámara de centrifuga de acero inoxidable 304 es autoclavable y resistente a detergentes y líquidos desinfectantes. - Ventana de observaciones en la tapa: calibración de velocidad y medición de ruido. Control de microprocesador con motor de CA de conversión de frecuencia. - Pantalla LED con parámetros de velocidad, temporizador, RCF, rotores, programas(memoria), información de aceleración y desaceleración e información de código de error. Doble anillo de sellado. - Programable. Almacena hasta 30 programas y proporciona acceso directo al usuario con solo presionar una tecla. El parámetro guardado: la combinación permanece en la memoria incluso después de apagar el equipo. - Proporciona 10 tasas de aceleración y 10 rampas de frenado para evitar la sedimentación secundaria. Bloqueo y retención automática de la tapa durante el funcionamiento del rotor. - Rotores fácilmente intercambiables. - Solución de problema automática con indicación de código de error y alarma en pantalla. - Nivel de ruido menor a 58 decibeles a la velocidad rotacional más alta. - Adaptadores disponibles: 0.5-500 ml - Fabricado de acuerdo a las normas de seguridad internacionales IEC 61010 - Seguridad de interbloqueo eléctrico de la tapa, la puerta no se puede abrir cuando el rotor está en funcionamiento y el equipo no funciona cuando la tapa se abre y el código de error aparece. Bloqueo de emergencia de la tapa cuando existe falla de energía. - Bisagra de gas para protección de caídas de la tapa. Protección de seguridad por exceso de velocidad, sobrecalentamiento (motor, cámara), desbalance o errores. - Rango de velocidad: 0-4000 rpm - Rango de RCF: 0-3041xg ajustable. - Capacidad máxima: 4*400mL - Precisión de control de velocidad: ± 10 rpm - Rango de configuración de tiempo: 0-99 minutos - Nivel de ruido: ≤ 58 dB(A) - Tasa de aceleración/frenado: 1-10 - Dimensiones(mm): 580x440x360mm - Voltaje de alimentación: AC220V,50HZ,10A,500W - Peso: 40Kg

DISEÑO COMPACTO



Almacena hasta 30 programas y proporciona acceso directo al usuario.



Protección ante exceso de velocidad, sobrecalentamiento, desbalance, entre otros



Doble anillo de sellado

- Bloqueo y retención de la tapa durante el funcionamiento



Rotor basculante
4 x 12 x 2-5ml
48 tubos

Seguras, silenciosas y versátiles para diferentes aplicaciones biológicas



Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 980 658 053

E-mail: informes@bioassay.com.pe

Bioassay Perú



www.bioassay.com.pe