

Complementarios

Destilador de agua

MODELO A1204



Destilador de agua A1204

Destilador de agua fiable, de bajo coste y con un diseño que ahorra espacio. Esta totalmente fabricado en acero inoxidable de alta calidad con recubrimiento en polvo.

Diseñado para ahorrar espacio.

Calentador tubular de acero inoxidable.

Control automático del nivel de agua.



MODELO

A1204

📍 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

☎ (01) 6391336



CARACTERÍSTICAS



Diseñado para ahorrar espacio con opción de montaje en la pared.



Agua destilada de alta calidad - conductividad de aproximadamente 2,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (a 25° C).



Diseño original que permite producir agua destilada con una temperatura de unos 35-40° C sin necesidad de un refrigerador aparte.



Evaporador y condensador de fácil acceso para un mantenimiento sin esfuerzo (limpieza, etc.)



Condensador fácilmente reemplazable.



Control automático del nivel de agua en el evaporador.

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



CARACTERÍSTICAS



Todas las piezas que entran en contacto con el agua o el vapor son de acero inoxidable de alta calidad.



Calentador tubular de acero inoxidable con recurso ampliado.



Sistema de seguridad de corte de agua termostático



Todas las piezas para la instalación están incluidas (listo para usar nada más sacarlo de la caja).



 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE
DESTILACIÓN:

4 L/H

CONSUMO DE AGUA:

40 L/H (10 L POR 1 L DE DESTILADO)

CONSUMO DE ENERGÍA:

3 KW/H (0,75 KW/L)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:

230 V / 50 HZ, 3 KW, MONOFÁSICA

CONDUCTIVIDAD DEL
DESTILADO

2,5 μ S/CM (A 25° C)

MATERIAL:

ACERO INOXIDABLE

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

CONTINUO / DURACIÓN DE LA PAUSA 8 HRS / 2 HRS

DIMENSIONES
(ANCHO X FONDO X ALTO):

320 X 240 X 550 MM

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336

WWW.BIOASSAY.COM.PE