

FICHA TÉCNICA

EosCare

**ANALIZADOR DE
INMUNOFLUORESCENCIA**

MODELO **EOSCARE**



***Realiza una gran variedad de pruebas
cuantitativas con resultados confiables***

Especificaciones Técnicas	
Analizador	Analizador de Inmunofluorescencia
Modelo	Sun Q-11
Marca	Eoscare
Metodología	Inmunofluorescencia
Tipos de muestra	Sangre entera, suero, plasma, orina, heces o hisopado nasofaríngeo
Modo de prueba	Prueba estándar o prueba rápida.
Características	• Sistema operativo Android 5.1.1 • Interfaz: Puerto serie, USB, red Ethernet • Pantalla: LCD táctil • Impresora interna incorporada. • Ingreso de la información médica básica del paciente, incluyendo el número de serie, el número de muestra, el tipo de muestra, género, entre otros). • Visualización de los registros de prueba históricos y de filtrado por condiciones. En la interfaz del historial, hay botones de “consulta”, “eliminación” e “impresión” para consultar, eliminar e imprimir los resultados de las pruebas. • Conexión al servidor LIS a través de un cable de red. • Autocomprobación del sistema óptico, sistema de circuito eléctrico del analizador, entre otros.
Accesorios de equipo	• Papel térmico • Cable poder • Manual de funcionamiento.
Parámetros técnicos	Entorno de funcionamiento:: • Temperatura: 5°C - 40 °C • Humedad relativa: 10%-80% • Presión atmosférica: 860 hPa~1060 hPa Suministro de poder: 100V-240V, 50/60Hz Entrada de energía: 60W
Dimensiones	245mm × 270mm × 160 mm

SOFTWARE INTELIGENTE

Serial No. 202102250003 User Name factory

Sample No. 3 Sample Type Whole Blood

Detailed Information

Test Mode Standard Test Quick Test Start Test

Result

Item :
Result:
Reference Range:
Lot No.:

In Out Read ID Chip Print Print automatically

15:30:29 2021-02-25

Software de fácil manejo

Ingreso de información
médica básica del paciente

Serial No. 202102250003 User Name admin

Detailed Information

Name Age Gender

Bed No. Patient No. Admission No.

Submitting Dept. Submitting Doctor Submitting Time

Reviewer Operator Operation Time

Note

Sample No. 3 Organization :

LIS Clear Yes Cancel

15:37:57 2021-02-25

Item	Item No.	Reference Range	Unit
hsCRP	I4	0 - 1	mg/L
CRP	I4	0 - 10	mg/L
PCT	I2	0.0 - 0.5	ng/mL
cTnI	C2	0.0 - 0.3	ng/mL
NT-proBNP	C3	0.0 - 300.0	pg/mL
D-Dimer	C6	0.0 - 0.5	mg/L
Myo	C1	0.0 - 80.0	ng/mL
CK-MB	C7	0.0 - 5.0	mg/L
β-HCG	H1	0.0 - 5.0	mIU/mL

Add Reset Edit

15:40:41 2021-02-25

Configuración de las
pruebas de ensayo

**Realiza una gran variedad de pruebas
cuantitativas con resultados confiables**



Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 980 658 053

E-mail: informes@bioassay.com.pe

Bioassay Perú



www.bioassay.com.pe