

Complementarios

Estерilizador

MODELO OV9073A



Esterilizador OV-9073A

Con cerradura de la puerta oculta y ventilador silencioso (tiro forzado), protección contra sobrecalentamiento mecánico y protección de fuga de electricidad. Además, cuenta con ventana de doble vidrio, visualización y programación digital de tiempo y temperatura.

Visualización y programación digital.

Con ventana de doble vidrio.

Alarma automática.



MODELO OV9073A

📍 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

☎ (01) 6391336



CARACTERÍSTICAS



Con cerradura de la puerta oculta y ventilador silencioso (tiro forzado)



Protección contra sobrecalentamiento mecánica.



Protección de fuga de electricidad.



Con ventana de doble vidrio.



Visualización y programación digital de tiempo y temperatura.



Alarma automática y de temperatura.

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD:

53 LITROS 70 LITROS

MEDIDAS INTERNAS (MM)

415 X 375 X 345 450 X 350 X 450

POTENCIA VA:

1000W 1200W

RANGO DE TEMPERATURA

TEMPERATURA AMBIENTE +10

TEMPERATURA DE
RESOLUCIÓN

HASTA LOS 200°C

TEMPERATURA DE
FLUCTUACIÓN:

0.1°C ± 1°C

TIEMPO:

0-9999 MIN

VOLTAJE

220V

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336

WWW.BIOASSAY.COM.PE