


SOPTOP

MICROSCOPIO ÓPTICO


MODELO **EX-33**




Campo claro




Campo oscuro



Contraste de fase



Fluorescencia




***Excelente calidad de imagen para
diferentes aplicaciones***

Especificaciones Técnicas	
Equipamiento	Microscopio binocular/trinocular de campo claro/oscuro/contraste de fases/fluorescencia
Modelo	EX 33
Marca	SOPTOP
CARACTERÍSTICAS	
Sistema	Sistema de corrección óptica infinita.
Cabezal	Binocular: Inclinado a 30°, Giratorio a 360°. Dioptrías duales ajustables.
	Trinocular: Inclinado a 30°, Giratorio a 360°, Radio espectrocópico: R:T=50:50 or 80:20. Dioptrías duales ajustables.
	Trinocular: Inclinado a 30°, Giratorio a 360° con cabezal de visualización digital. Dioptrías duales ajustables. 6.3M, 12M, 20M, módulos digitales a elección. Entrada USB 3.0
	Trinocular: Inclinado a 30°, Giratorio a 360°. Dioptrías duales ajustables. 16M, 20M con cámara digital opcional y puertos WIFI or RJ45. Admite fotografía remota de resolución completa. Admite multivista.
Pantalla	Pantalla LCD frontal que permite la visualización del aumento, nivel de brillo de la fuente de luz y temperatura de color.
Perilla	Perilla de enfoque cómodo y seguro.
Función ECO	- Apagado automático (ECO) después de no usar el microscopio por 30 min. - Hibernación: 5-60 minutos.
Oculares	Ocular PL 10x 22 /mm de campo plano que corrige eficazmente la distorsión del borde y la aberración cromática . Con retículas cuadrículadas. Dioptrías ajustables.
Revolver	Revólver quintuple.
Objetivos	- Objetivos acromáticos de plano infinito: 2x , 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x - Objetivos acromáticos plano infinito de contraste de fases: 10x, 20x, 40x, 100x - Objetivos semi-acromáticos plano infinito para fluorescencia: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x. * Objetivos con protección antifúngica.
Platina	Pintura cerámica de doble capa de la platina mecánica de alta dureza, resistente a la corrosión con una precisión de 0.1mm. Admite la lectura de dos láminas para inspección y análisis comparativo. Rango de movimiento: 78mm x 51mm.
Enfoque	Ajuste fino y grueso coaxial de mano baja que permite una mayor comodidad.
Condensador	N.A 1.25. Iluminación Koehler con apertura ajustable que establece la mejor posición de la apertura del diafragma.
Sistema de iluminación	100V-240V Transformador externo. 3W/LED con control de intensidad continua.

SISTEMA DE CORRECCIÓN ÓPTICO INFINITO

SOPTOP



AMPLIO RANGO DE VISIÓN

MÚLTIPLES APLICACIONES



***Excelente calidad de imagen para
diferentes aplicaciones***



Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 980 658 053

E-mail: informes@bioassay.com.pe

Bioassay Perú



www.bioassay.com.pe