

Complementarios

Incubadora

MODELO IB-9052A



Incubadora IB-9052A

La Incubadora de temperatura estable electrotérmica está hecha de control por microprocesador, ajuste de Pantalla Digital y temperatura real. Volumen 50L. Se utiliza para el cultivo bacteriano, la cría, la fermentación y otros experimentos de temperatura constante en departamentos de investigación científica como la medicina y la salud, la industria farmacéutica, la bioquímica, la producción industrial y la ciencia agrícola.

Interior de acero inoxidable.

Ajuste de Pantalla digital.

Volumen 50L



MODELO IB-9052A

📍 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

☎ (01) 6391336



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE TRABAJO:

350X350X410MM / 13.78×13.78×16.14INCH

POTENCIA:

250W

RANGO DE TEMPERATURA:

TEMPERATURA AMBIENTE+ 5 ~ 65

RESOLUCIÓN DE
TEMPERATURA:

0.1

VOLTAJE:

110 V 60 HZ/220 V50HZ

DIMENSIÓN:

480X470X740MM / 18.9×18.5×29.13INCH

TAMAÑO:

59CM * 57CM * 89CM

PESO BRUTO:

46KG / 102LB

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336

WWW.BIOASSAY.COM.PE