

Complementarios

Microcentrífuga Digital

MODELO HC-12C



Microcentrífuga Digital HC-12C

La microcentrífuga HC-12C, es una máquina compacta y de bajo ruido. Es ideal para laboratorio e instituciones de salud. Está hecha con un material altamente resistente, además, es de fácil, manejo, lo que ayuda a reducir el tiempo de trabajo. Este equipo nos permite determinar el hematocrito o fracción celular de la sangre.

Compacta y de bajo ruido.

Estructura resistente.

De uso sencillo.



MODELO HC-12C

📍 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

☎ (01) 6391336



CARACTERÍSTICAS



Estructura de polipropileno (plástico reforzado).



Tapa mixta (metálica y plástica).



Interruptor de seguridad para la apertura de la tapa.



Digital.



Indicador luminoso tipo LED de encendido.



Fusible de protección.

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMPORIZADOR

0 – 30 MIN.

MÁXIMA VELOCIDAD:

12000 RPM.

REGULACIÓN DE
VELOCIDAD:

CONTINUA CON INDICACIONES DE 3K, 6K, 9K, 12K (TIPO PERILLA).

TIPO DE CABEZAL:

ROTOR FIJO DE 180° DE ANGULO.

CAPACIDAD:

24 CAPILARES.

RELACIÓN RUIDO

MENOR A 60DB.

PESO:

10 KG APROX.

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336

WWW.BIOASSAY.COM.PE