



ANALIZADOR DE INMUNOFLUORESCENCIA

MODELO **VPFIA 1001**

Sensibilidad máxima

Calibración automática

Interfaz amigable

Diseño compacto



***Innovadora tecnología de inmunofluorescencia
con resultados precisos en minutos***

Especificaciones Técnicas	
Equipo	Analizador de Inmunofluorescencia
Modelo	VPFIA 1001
Marca	Vetfor
Características	• Metodología: Inmunofluorescencia
	• Software: Fácil de usar.
	• Tipo de muestra: Múltiple tipo de muestra
	• Canal de prueba: 1 canal
	• Calibración: Automática
	• Potencia de entrada: 40VA
	• Pantalla: Android de 7 pulgadas, pantalla táctil con múltiples opciones de idioma
	• Impresora: Impresora interna disponible
	• Almacenamiento: Tarjeta SD y USB
	• IT conexión: USB, RS232, Network y entrada para fuente de alimentación
	• Peso: 1.65 KG
	• Dimensiones: 210 * 210 * 130 mm

KITS DE INMUNOFLUORESCENCIA

Caninos y felinos



Kit de prueba

Contenido de la caja

- Cassette de prueba.
- Diluyente de muestra.
- Punta de pipeta.
- ID-Chip.
- Instrucciones de uso.

Categoría	Ref. No	Nombre	Especie	Cantidad
Marcadores cardíacos	VVP12	cNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP24	fNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP27	cTnI Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP28	fTnI Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP33	D-Dimer Rapid Test Kit (FIA)	C/F	10 T
Biomarcador renal	VVP30	fSDMA Rapid Test Kit (FIA)	F	8 T
	VVP31	cSDMA Rapid Test Kit (FIA)	C	8 T
Proteína de fase aguda	VVP01	cCRP Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP15	fSAA Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
Pancreatitis	VVP08	cPL Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP16	fPL Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
Diabetes	VVP32	HbA1c Rapid Test Kit (FIA)	C/F	10 T
Hormona	VVP02	cPROG Rapid Test Kit (FIA)	C	8 T
	VVP03	cTSH Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP26	Thyroxine(T4) Rapid Test Kit (FIA)	C/F	10 T
	VVP29	Canine fT4 Rapid Test Kit (FIA)	C/F	10 T
	VVP04	Cortisol Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP38	Feline fT4 Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP05	CPV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	C	10 T
Infeccioso	VVP06	CDV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP07	CCV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP17	FCV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP18	FHV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP22	FCoV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP34	FeLV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP35	FPV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP36	Giardia Rapid Antigen Test Kit (FIA)	C/F	10 T
	VVP37	FPV/FCV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T

**Innovadora tecnología de inmunofluorescencia
con resultados precisos en minutos**



Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 913 400 646

E-mail: informes@bioassay.com.pe

Bioassay - Equipos para Laboratorio Vet



www.bioassay.com.pe